

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--------|
| HUS Kuvantaminen | MENETTELYOHJE | Versio: 6 | s. 1/1 |
| Radiologia | Natiivi | Voimaantulopäivä: 3.9.2018 | |
| | | Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen kokovartalon natiiviröntgen | |

Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen kokovartalon natiiviröntgen

Tutkimusnimike

MB2AA Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen kokovartalon natiiviröntgen

Projektiot

| | |
|--------------------|--|
| Peruskuvaus | <p>AP: Koko sikiö tai vastasyntynyt kuvataan päästä varpasiin, mieluiten yhteen kuvaan. Tarvittaessa jaetaan kuvaus niin, että kallo, vartalo ja yläraajat tulevat yhteen kuvaan ja alaraajat toiseen kuvaan.</p> <p>Kaikki raajat ja sormetkin suorina, jos mahdollista.</p> |
|--------------------|--|

Kuvaustekniikka

| | |
|----------------------|------------|
| Kuvausjännite | 55 kV |
| Fokus | Pieni |
| Hila | Ei käytetä |

Liittyvät ohjeet

HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Potilaan tunnistaminen ja tutkimuksen henkilötietojen varmistaminen](#)
- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen](#)
- [Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen kokovartalaröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)

Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Maria Einola;Hanna Pietikäinen;Antti Pitkänen;Raija Seuri;Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: MB2AA Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen kokovartalon natiiviröntgen;

Lisätieto: Ei muutoksia ohjeen asiasisältöön.

Tunniste: 114

Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 3_Vatsan ja lantion natiiviröntgentutkimukset

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet