

<b>HUS Kuvantaminen</b>	<b>MENETTELYOHJE</b>	Versio: 11	s. 1/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 2.9.2019	
Olkanivelen natiiviröntgen			

## Olkanivelen natiiviröntgen

### Kirjaaminen

**NB1AA** Olkanivelen natiiviröntgen (**NB1YA** ilman lausuntoa)

### Projektiot

#### Aikuiset

<b>Peruskuvaus</b> (itses- tään kipeytynyt tai artroosi)	<b>AP sisärotaatio</b> (ei viisto): sädesuunta 15 astetta kraniokaudaalise- sti. <b>AP viisto ulkorotaatio</b> : sädesuunta 15 astetta kraniokaudaalise- sti. <b>Y = supraspinatus outlet</b> : sädesuunta 15 astetta.
<b>Trauma</b> (etenkin epäily murtumasta) <b>Murtumakontrolli</b> <b>Luksaatio</b> (luksaatiotai- pumus, ei-traumaatti- nen luksaatio, luksaa- tiokontrolli)	<b>AP-sisärotaatio</b> (ei viisto): sädesuunta 15 astetta kraniokaudaalise- sti. <b>AP viisto ulkorotaatio</b> : sädesuunta 15 astetta kraniokaudaalise- sti. Ei kuvata 1. postop. kontrollissa (ulkorotaatorajoitus) tai luksaatiokontrollissa. <b>Aksiaali</b> (ei oteta levytetyistä olkapäistä) <b>Y = supraspinatus outlet</b> : sädesuunta 15 astetta, jos aksiaali ei onnistu.
<b>Proteesi, preop. ja kontrolli</b>	<b>AP viisto sisärotaatio</b> (ei viisto): sädesuunta 15 astetta kranio- kaudaalisesti. <b>AP viisto ulkorotaatio</b> : sädesuunta 15 astetta kraniokaudaalise- sti. Ei kuvata 1. postop.kontrollissa (ulkorotaatorajoitus). <b>Aksiaali</b> (proteesin distaalipään ei tarvitse olla kuvassa)

#### Lapset

<b>Peruskuvaus</b>	Kaikki kuvat suorin sätein <b>AP viisto sisärotaatio</b> <b>AP viisto ulkorotaatio tai Y</b> , jos ulkorotaatio ei onnistu.
--------------------	---

### Kuvaustekniikka

<b>Kuvausjännite</b>	60–70 kV
<b>Fokus</b>	Pieni
<b>Hila</b>	<b>Aikuiset</b> : käytetään <b>Lapset</b> : ei käytetä

### Liittyvät ohjeet

#### HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Olkanivelen natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Olkanivelen anatomia, natiiviröntgen](#)
- [Olkanivelen natiiviröntgen, projektiota](#)

<b>HUS Kuvantaminen</b>	<b>MENETTELYOHJE</b>	Versio: 11	s. 2/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 2.9.2019	
	Olkanivelen natiiviröntgen		

## Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämisspäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen; Hanna Pietikäinen; Raija Seuri; Markus Sormaala; Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: NB1AA Olkanivelen natiiviröntgen;

Liittyy tutkimusryhmään:

Lisätieto: Aikuisten AP sisärotaatio kuvataan ilman potilaan viistoamista. Lasten peruskuvaukset: kaikki kuvat suoraan säteillä.

Tunniste: 1376

Jakelu, intranet: [Natiiviprosessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [1 Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [5 Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > [Röntgenin menettelyohjeet](#)