

Kuvankatseluohjelman avaaminen

Oheiselle levyllä tai USB muistitikulla on tallennettu kuvantamistutkimuksia. Tutkimusten tiedostomuoto on dicom.

Tutkimuksia voi katsella mukana tulevalla icoviewLight -katseluohjelmalla.

Tarvittaessa käynnistä ohjelma kuvakkeesta.

Huomioikaa, että katseluohjelma käynnistyy hitaasti.

Katseluohjelman käyttöohjeet saa esiin ? -kuvakkeesta.

Katselin toimii Windows -tietokoneissa.

