

Rover-laitteen puhdistaminen

Ohje on päivitetty kokonaisuudessaan 30.1.2024

Hoitotyössä käytettäviä Rover- ja muiden ATK-laitteiden käytössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa. Rover laitetta voi käyttää myös varotoimihuoneessa.

**Käsihygienia
Roverin
kanssa työ-
kennellessä**

Muista normaalit käsihygieniaa edellyttävät tilanteet myös Roverin kanssa!

Desinfioi kädet - katso Desinfektiotekniikka

- Ennen kuin kosketat potilasta tai hoitoympäristöä
- **Välittömästi** ennen aseptista toimenpidettä (esim. Roverin koskettamisen **jälkeen** ennen kuin annan iv-lääkettä)
- **Välittömästi** eritteiden käsittelyn jälkeen (ennen kuin kosketat muuta, esim Roveria)
- Potilaan/potilaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen

Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfektiota. Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

Laite puhdistetaan pesevällä pintadesinfektioliinalla, puhdistukseen ei sovellu alkoholia sisältävä desinfektioaine (esim, ApoWipe Ethanol Disinfection Mini):

- potilaiden välillä ja potilashuoneesta poistuessa, **jos** sitä on käsitelty desinfiomattomin käsin tai se on laskettu hoitoympäristössä esim. potilaspöydälle (näin potilaan mikrobit eivät leviä eteenpäin)
- aina kun laite laitetaan latautumaan

Puhdistaminen:

- desinfioi kädet
- pue kertakäyttöiset suojakäsineet
- puhdista laite desinfektioliinalla huolellisesti
- poista suojakäsineet
- desinfioi kädet