

Pyykin käsittely

Puhtaat tekstiilit on sairaalassa kuljetettava ja säilytettävä niin, ettei puhdas pyykki kontaminoidu ympäristöstä. Jos pyykki säilytetään käytävillä, avonainen rullakko on suojattava hupulla myös säilytyksen ajan. Pyykin turhaa käsittelyä on vältettävä. Sairaalapesulatoiminnasta vastaa [Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy](#). Puron tekstiilihuoltoprosessi on sertifioitu standardin ”SFS-EN14065 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta” vaatimusten mukaisesti.

Käsihygienia

- Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfektiota
- Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen

Pyykin käsittely

- Turhaa pöyhimistä on vältettävä
- Kiinteä jäte, esim. ulostekokkareet tai muu sellainen poistetaan ennen pyykin laittamista säkkiin
- **Märät tekstiilit kiedotaan kuivan pyykin sisään**
- Pyykki laitetaan suoraan säkkiin laskematta sitä välillä esim. lattialle tai tasolle
- Infektiovarotoimipotilaiden pyykki pakataan huoneessa sulavaan infektiopyykkipussiin. **Käsittele sulavia pusseja kuivin käsin, jotta pussit pysyvät ehjinä.**

Infektiopyykki pakataan sulavaan läpinäkyvään infektiopyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin:

- Oksennus- ja ripulipotilaiden pyykki, jos epäillään tai on todettu:
 - **Norovirus**
 - **Rotavirus**
 - **Clostridium difficile**
- Seuraavien potilasryhmien pyykki:
 - **MRSA-kantaja, jolla hilseilevä iho**
 - **Tuberkuloosipotilaan märkä/eritteinen pyykki**
 - **CPE**
 - **Candida auris**
 - **Täit, syyhy, kihomadot**
 - **Lude** todetaan tai epäillään sairaalassa
 - Tietty erikseen ohjeistettut erityistilanteet (esim. apinarokko)
- Solusalpaajat ja vahvat kemikaalit – niiden likaamat tekstiilit laitetaan solunsalpaajajätteisiin

- viivakooditunnus ilmoitetaan pesulaan asiakaspalvelu.kerava@puro.fi tai **09 27467590** (Puro tarvitsee tiedon poistoon menevistä tekstiileistä)

Infektiopyykki pakataan seuraavasti:

- Yllä mainittu Infektiopyykki pakataan sulavaan **läpinäkyvään** infektiopyykkipussiin ja pussi suljetaan pussissa olevalla vaaleanpunaisella nauhalla. **Käsittele sulavia pusseja kuivin käsin, jotta pussit pysyvät ehjinä.**
 - Tarvittaessa pyykki lajitellaan värin ja pesunkeston mukaan eri pusseihin;
 - Arat tekstiilit pakataan omaan pussiin
 - Pesulan siivoustekstiilit pakataan omaan pussiin
 - Suljettu infektiopyykkipussi laitetaan keltaiseen tartuntavaarapussiin (muovinen tai kankainen) ja pussinsuu suljetaan solmulla tai narulla

Tekstiilit pakataan infektiopyykkipussiin siinä tilassa missä ne ovat syntyneet (myös siivoustekstiilit). **Keltainen** tartuntavaarapussi **kuljetetaan telineen avulla** pyykki – ja jätehuoneeseen. Tartuntavaarapussi **toimitetaan pesulaan rullakossa muun pyykin mukana. Keltaista tartuntavaarallista pussia ei saa laittaa kuiluun pussin rikkoutumisvaaran vuoksi.**

Pussien tilaaminen pesulasta pyykkitilauksen yhteydessä

- Infektiopyykkipussi 25 kpl/rulla (kirkas) tilauskoodi 93010000
- Tartuntavaarapussi 10 kpl (keltainen, muovinen) tilauskoodi 93020000 (poistuva tuote)
- Pyykkipussi keltainen 1 kpl (kankainen tartuntavaarapussi) 02560000

TAI**Pussien tilaaminen logistiikalta**

- **Infektiopyykkipussi:** Likapyykkisäkki Polyvin. alk. kok. liukeneva; 710X990X0, 02 mm kirkas, tilauskoodi ZLH602
- **Tartuntavaarapussi:** Jätesäkki 150 L keltainen; 750X1250X0, 15 mm Tartuntavaara muovi tilauskoodi ZKJ1157B

Veli-Jukka Anttila, Mari Kanerva, Maria Kuronen, Tiina Kurvinen, Outi Lyytikäinen, Arto Rantala, Risto Vuento ja Pekka Ylipalosaari: *Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta*, Helsinki 2018, s. 54–455.